

User manual
Manuel de l'utilisateur**Massage Chair :**
Fauteuil de Massage : **MR380**

Category: machinery and appliances
general designation: household electric massage chair

Catégorie: machines et appareils.
Désignation générale: fauteuil de massage électrique à usage personnel

Before use

- **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** 2
- **Place massage chair** 9
- **Before use** 11
- **product structure** 15

How to use

- **Operation Instructions** 19

Overhaul and maintenance methods

- **Cleaning and maintenance** 22
- **Troubleshooting** 23
- **Product specifications** 24

Avant l'utilisation

- **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** 26
- **Installer la chaise de massage** 33
- **Avant utilisation** 35
- **Structure du produit** 39

Utilisation

- **Instructions d'utilisation** 43

Entretien/Q&A

- **Nettoyage et entretien** 46
- **Dépannage** 47
- **Spécifications du produit** 48

Purpose of use, effect-efficacy

Substitution of massage for home-use

- Thank you very much for purchasing Fujiiryoki massage chair.
- Carefully read this operation manual before use and only use as directed.
- Please read the safety precautions on pages 2-8 before use.
- Keep this operation manual where it will be readily available for future referral.
- Please recycle the outer packaging material where possible.



Objectif de l'utilisation, effet-efficacité

Substitution au massage pour un usage privé



- Nous vous remercions d'avoir acheté le fauteuil de massage Fujiiryoki.
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation et respectez impérativement les consignes.
- Veuillez lire les précautions de sécurité figurant dans les pages 26 à 32 avant toute utilisation.
- Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main.
- Veuillez recycler le matériel d'emballage extérieur dans la mesure du possible.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these "Important Safety Instructions" before use and use this product properly
- These important safety instructions are prescribed to ensure correct usage of the product, and to prevent injury and damage to the user and other persons.
- Followings are the display and contents.
- Please keep to the regulations as these are important instructions for your safety.


 DANGER	Improper usage may result in serious injury or death.
 WARNING	Improper usage may result in injury or damage to property.*

*Property refers to houses, household belongings, domestic animals and pets.

	<p>⊘ Prohibited actions The prohibited action is illustrated inside the illustration (for example, the illustration on the left refers to "Prohibiting disassembling")</p>
	<p>● Directives, actions which are compulsory The prohibited action is illustrated inside the illustration (for example, the illustration on the left refers to "unplugging the power plug")</p>

- Always keep this operation manual where it will be readily available for referral.
- Attention: When disposing of this product and/or its accessories, do so in accordance with local laws and regulations. For details, please refer to your local authority.

DANGER

	<p>The Because this equipment has a built-in heater and the surface becomes hot, person who are not sensitive to heat should pay attention to use. Pay full attention when it falls under the following.</p> <ul style="list-style-type: none"> •elderly, ailing person, those who cannot operate by themselves •persons who took medicine that cause drowsiness(sleeping pills, cold medicine) •persons with heavy drinking, heavy tiredness •persons with hematogenous disorder (diabetes, etc.) •persons who receive a note from the doctor •people with weak temperature sense. <p>There is a risk of low temperature burns, dehydration.</p>
	<p>The following persons must consult a medical physician before using this product.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Persons using a medical electronic device embedded in the body such as a pacemaker susceptible to the electromagnetic disturbances. •persons with malignant tumors. •persons with heart diseases. •persons who are pregnancy or those immediately after childbirth. •persons who suffer from paresthesia related to peripheral circulatory disturbance due to diabetes etc. •persons with wounds on their skin. •persons in need of repose. •persons with Temperature sensory loss. •persons with body temperatures exceeding 38°C. (when strong acute inflammation symptoms, malaise, hills, blood pressure fluctuations are observed, when debilitated) •persons with herniated discs. •a person with tendovaginitis. •persons who suffer from osteoporosis, spinal column fractures, or acute pains. •persons with abnormalities in the spine, or those whose spines are bent. •persons who feel an abnormality on the body not prescribed above, persons in treatment by a doctor.



DANGER

If the chair stops moving or any abnormalities occur, unplug the power plug and contact the point of purchase for an inspection/repairs.
Electrification, short circuits and fire may occur.

Take care of the movements of the knead balls when massaging around neck. Avoid excessive massaging or massaging the front of the neck.
Accidents or injuries may occur.

When reclining or lowering the footrest, always check underneath and surroundings the footrest for people, pets, and other items.
Accidents or injuries may occur.



When reclining or lowering the footrest, be careful not to get hands, fingers, feet, head caught underneath the footrest or backrest.
●underneath the chair itself ●backrest, seat, clearance of armrest ●clearance of footrest, seat, armrest ●underneath the footrest, the back of footrest ●clearance between arm and armrest ●behind the backrest
Accidents or injuries may occur.

Before use, check underneath the back pad to make sure that there are no rips or tears in the cover cloth of the seat back. (should there be any rips or tears, no matter how small, immediately discontinue use, disconnect the power cord, and ask for repairs to be conducted).
Continued use with rips or tears in the cloth of the seat back may cause electric shocks or injuries.

Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

Not long term use of heater and same spot on the body
If heat is used on the same spot for a long time, low temperature burns may occur even if the temperature is comparatively low in 40-60°C.

— About low temperature burn —
●low temperature burn effect the deep part of the skin and show red specks or blisters.
●In case red specks or blisters are found, consult a medical physician immediately.



The following persons are strongly recommended not to use this product. Certain prohibited from receiving a massage by a medical physician.
(for example those suffering from thrombosis, severe aneurysm, acute varicose veins, various kinds of dermatitis and skin infections (including inflammations of subcutaneous tissue), etc.)

Do not remove, rip or cut the cover of the chair(backrest, footrest) on purpose.
Never use the chair with the cover removed or torn as clothes and hair may get caught in the knead balls.

Do not use the chair other than on the designated voltage. Fire or electrification may occur.

Do not use the chair when the power cord or its plug is damaged, or when the receptacle is loose. Contact your point of purchase for repairs if the power cord or power plug are damaged in anyway. Continued usage may result in electric shocks, shortage, or even fire.

Surely plug the power plug to the root and keep away from the dust. Doing so may cause damage, fire and electrification.

Do not allow unattended children or persons unable to declare their own intentions to use this chair. Do not allow infants near the chair. Electrification or injuries may occur.

Do not allow children to play or get on the chair. Accidents or injuries may occur.

Do not connect or disconnect the power plug with wet hands. Electrification may occur.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



DANGER




	Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
	Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
	Do not use or store in the bathrooms or places of high humidity or moisture. Electrification, fire, accidents, and moulding may occur.
	Never remodel or decompose/repair by yourself. Fire or injury due to abnormal action may occur.



WARNING

	Usage of this product should be limited to 30 minutes for each use. Continual use on the same part of the body should be limited to 5 minutes. Prolonged use may damage muscles and nerves.(Only use for 30 minutes per day.)
	The following persons should consult a medical physician before using this product. <ul style="list-style-type: none"> ●persons whose muscles have become weak due to increasing age, and those who are of slim build. ●persons suffering from lower back pain caused by bones or internal organs. ●persons easily bruised, susceptible to sprains. ●persons who suffer from intense motion sickness. ●persons who have undergone internal organ or heart operations.
	If any rashes, reddening of the skin, itches or similar symptoms appear after using this product, immediately stop using and consult a physician. Accident and ill health may occur.
	An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet. This may result in accidents due to children's mischief.
	Use the chair on a level surface. Do not use outdoors. Damage or accidents may occur.
	Make sure operation buttons and timers are operating normally before use. Accidents or injury may occur.
	Read the operation manual once again and confirm the product is operating normally before using the chair after a prolonged period of non-use. Accidents or injury may occur.
	Confirm no items get caught in the chair (backrest, footrest, armrest) before use. Never drop or insert any object into any opening. Accidents or injury may occur.
	Do not place feet or hands on the footrest when the footrest is retracting. Accidents or injury may occur.
	When any physical abnormalities appear or are felt during operation, stop using the product immediately and consult a physician.
	Sit down slowly after confirming the knead balls are located at the storage position. Accidents or injury may occur.
	Use weak stimulation massage when you start to use. Injury may occur.

WARNING

	Make sure the ground terminal is installed. Damages or electrification may occur when ground terminal is not installed.
	Turn the power switch OFF and unplug the power cord immediately in times of power shortages. When power is restored accidents may occur.
	Unplug the power plug by holding the actual power plug and not the cord. This may cause electrification, short circuits, or fire.
	Unplug the power plug when not using the chair. This may cause a fire due to insulation degradation by dust or humidity.
	When maintaining the chair always unplug the power cord. This may cause electrification or injury.
	Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
	Never drop or insert any object into any opening.
	To disconnect, turn all controls to the off position, than remove plug from outlet.
	The appliance is intended for household use.
	Temperatures sufficiently high to cause burns may occur egardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on insensitve skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.
	Do Not Crush - Avoid sharp folds.
	Do not damage the power cord or power plug. <ul style="list-style-type: none"> ●Do not hurt ●Do not damage ●Do not process ●unreasonably bend or pull. ●Do not twist ●Do not tie ●Do not place heavy items on the power cord. ●Do not get the power cord caught, especially when moving the chair. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair. Continued usage may result in electric shocks, shortage, or even fire.
	Do not use immediately after eating or consuming alcohol. Nausea, illness, accidents or injury may occur.
	Do not close to stoves or other sources of fire, nor smoke whilst using the chair. Do not use on heated carpets or other geating equipment. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, Electric shock, or injury to persons. Keep the cord away from heated surfaces. This may cause fire.
	Do not stand on the seat, or get on the seat back, footrest, arm or shoulder portion of the chair. The user or chair may rollover and injury or accidents may result.
	Do not stand or sit down on upper part of the backrest, the front of the seat or on the footrest when the chair is reclining. The user or chair may rollover and injury or accidents may result.
	Do not try to sit or get up from the chair when the chair is reclining or the footrest is elevated. The user or chair may rollover and injury or accidents may result.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING



Do not use accessories other than those which accompany the chair. Doing so may cause product malfunction.

Do not use the chair whilst wearing earrings, necklaces, scarves, or other ornaments. This may cause injury.

Do not use the chair whilst wearing hard objects on the head, such as hair ornaments. This may cause injury.

Do not use the thigh or hip massage with hard objects in pockets. This may cause accidents or injury.

Do not use while naked. Direct massages on the naked body may damage the skin.

Do not use on the elbow, knee, head, abdomen areas. Do not get hands or feet caught in the knead balls. Injuries may occur.

Do not pull out the power cord, or turn off the power switch whilst using the chair. This may cause accidents or injury.

Do not sleep whilst using the chair. This may cause ill health or injury.

Do not move the chair while people or items are on the chair. Damage or injuries may occur.

Make sure no more than 1 person is on the chair at any one time. Doing so may result in damage to the chair or injury.

Do not wipe with benzine, paint thinner or alcohol, nor spray with any pharmaceutical sprays. This may cause fire or electrification.

Not to be used for purposes other than massage purposes. This may cause damage or accidents.

Do not use other therapeutic equipments whilst using this product. This may cause ill health or accidents.

Do not haul the chair itself or move with the casters on the floor where it easily gets scratches.

Do not overturn the chair or subject the chair to any strong shocks. Damage or injury may occur.

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.

Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.



WARNING



Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

Keep the cord away from heated surfaces.

Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

Keep children away from extended foot support, back support (or other similar parts).

Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

Please do not listen at high volume.

Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Grounding instructions

! DANGER


Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

! WARNING

Ground should be installed firmly. When the ground is not installed, it may cause electric shock at the time of trouble and short circuit.

※ This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Grounding methods



※ This product is for use on a nominal 120-V circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A in Figure 86.1. A temporary adapter that looks like the adapter illustrated in sketches B and C may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

When there is no ground terminal in the power outlet


Before purchase, discuss with electric shop, dealer and do the grounding (D-Class<Class-D> installation work/cost).

Place massage chair

Installation location

Make sure there is enough space so that the massage chair can be tilted, and the back end of the massage chair should be at least 12in away from the wall.


Do not expose the massage chair to direct sunlight or high-temperature environments (such as in front of heating equipment). Place the massage chair away from high temperatures and direct sunlight. For long-term use in designated locations, it is recommended to lay soft cushions. When laying the mat flat, The size should be enough to cover the area where the machine contacts the floor and the area where the feet contact the floor.



Product lift instruction

Support the bottom sides of the stand, then lift and move. Since the machine is heavy, please be careful when carrying it to avoid straining your back. (This machine must be carried by two or more people)

1. Please lift the massage chair to move it on fragile surfaces such as wooden floors.
2. When moving on a wooden floor, it is recommended to lift. Avoid damage to the casters. When lifting and moving the floor to a designated position and lowering it, be careful to keep your hands out of the way to avoid damage and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the machine until it is completely flat. The floor may be damaged. Therefore, it is recommended to place mats and other items on the floor.



Place massage chair


Mobile method

Use the rear casters to move the massage chair. According to the method shown in the picture, tilt the chair downwards and backwards about 45° to move it.

Note: Do not press down too much to avoid product damage due to complete tipping of the chair.



1. Before moving, you need to shut down the machine correctly, completely reset the backrest and leg mechanism, and then remove the power supply from the product.
2. The product must be left empty when moving. Do not allow people, pets or debris to stay on the product.
3. Use casters to move and do not cross obstacles with a height drop greater than 0.08in or gaps greater than 0.2in.
4. When using casters to move this product, a single continuous movement is not supported. If the distance exceeds 164ft, please move the product slowly and evenly.




Before use

Check around

Make sure there are no people, pets, or other objects around the unit.



CAUTION



Before use


Anti-pinch safety1:warning signs

Please ensure there are no foreign objects in the gaps of the device before use.

Before starting the massage, make sure there are no obstructions in the calf, foot, and other areas. Under no circumstances should hands, feet, or head be inserted into the area between the calf mechanism and the body, as well as the area between the armrest and the space capsule.


Avoid allowing hands, feet, or head to become trapped behind the massage area fabric or leather covering.

Warning signs indicating the risk of pinching are affixed to the moving parts of the calf and the back cover of the chair.



CAUTION

Because the calf can flip, when flipped, Be careful to pinch your hands




Anti-Pinch Safety 2: Automatic Pinch Prevention Function

Pinch Sensing Explanation

The lower part of the backrest of this device is equipped with an anti-pinch function. During the reclining/upright movement, if an object touches the anti-pinch sensing area, the anti-pinch function is triggered, and the device enters pause mode. Remove the object from under the backrest, and press the pause button to resume the reclining/upright movement.



CAUTION





Built-in anti-pinch sensor strip


Anti-pinch sensing position
Between the back cover and
the lower cover

Before use

Calf description



Massage mode: Flip to enjoy calf air pressure massage




Leisure mode: flip it over and use it as a footrest for relax, easy storage, simple and convenient


Turn on the power




CAUTION



Product access power cord



Power on instructions



Turn on the power switch ("I" position)





WARNING

- Please check whether the power cord and power plug are damaged before use.
- Please supply power to this product in accordance with the calibrated working power requirements of this product.
- It is strictly prohibited to use power supply other than the rated power supply of this product.
- It is strictly prohibited to connect various power conversion devices to power this product without authorization.

Product Structure


Component Descriptions:



Cushion
Can be placed on the back or on the seat.


Product Structure

Functional Distribution













Product Structure

I. Explanation of Right Armrest Quick Keys:



Product Structure

button	Button name	describe
	Power button	Short press to turn the device on or off. Long press to enter reclining mode.
	Technique Button	Manual massage program, refer to page 20 in the instruction manual for details.
	Speed Adjustment	Adjusts the massage speed during manual massage programs.
	Spot, Partial, Full Body Massage	During manual massage programs, press to switch massage areas. Short press to switch between full body and partial massage. Long press to adjust the position of the massage core.
	Built-in Music and Bluetooth Speaker Switch	Built-in healing music. Can also connect to a phone via Bluetooth for music playback.
	Auto Massage	Short press to switch automatic programs (see page 19 for details).
	Air Pressure Button	Turns air pressure on or off and switches between 4 intensity levels.
	Heating Button	Press to turn the heating function on or off.
	Pause Button	Press during a massage to urgently pause all massage actions. Press again to resume all massage actions.
	Roller (Wheel) Button	Function 1: Rotate the wheel forward or backward to control the rise or fall of the backrest. Function 2: During "Spot, Partial, Full Body Massage," rotate the wheel forward or backward to control the up and down position of the massage core.

Operation Instructions

II. Start Massage

1. Press the power button to activate the massage chair, and the backrest will automatically adjust its angle.

1.2 Select the auto program:

① Press the "A" key to choose the automatic program (you can select other automatic programs by pressing the "A" key again within 3 seconds).


② After selection, the chair will automatically conduct a shoulder position detection on the human body. Please maintain a sitting position that conforms to the massage chair.

③ Adjust the shoulder position. If the detected position deviates from the actual shoulder position, use the roller to adjust the position of the massage core until it aligns with the appropriate shoulder position. If there is no shoulder position adjustment within 10 seconds, the massage function will commence.









2.2 Select manual program:

Directly enter the manual program (without shoulder position detection action).

Adjusting Reclining Angle:












Function	Button	Describe
Rise		Rotate the wheel forward, and the backrest will slowly rise. Release the button to stop the ascent immediately. When approaching the limit, a short beep will sound as a prompt. If you continue to turn the wheel after reaching the limit, a short beep will indicate that you have reached the extreme position.
Lie Down		Rotate the wheel backward, and the backrest will slowly descend. Release the button to stop the descent immediately. When approaching the limit, a short beep will sound as a prompt. If you continue to turn the wheel after reaching the limit, a short beep will indicate that you have reached the extreme position.

Automatic massage:


Function	Button	Program Name	Describe
Automatic Massage	 Deep Blue	Full Body Fatigue Recovery	Slow and deep massage to eliminate fatigue and thoroughly relax.
	 Green	Whole Body Rhythmic	Rhythmic tapping motions to relax the entire body and release stress.
	 Violet	Whole Body Soothing	Primarily kneading motions for an overall soothing massage.
	 Orange	Full Body Stretching	Stretches muscles throughout the body, promoting flexibility.
	 Blue	Shoulder and Neck Massage	Focused massage on the shoulder and neck areas.
	 Yellow	Waist Massage	Focuses on massaging the waist area.
	 Purple	Pelvic Massage	Concentrates on massaging around the pelvic region.
	 Rose	Healing Relaxation	A relaxation program with a focus on airbag massage and stretching.

Operation Instructions


Manual Massage:

Function	Button	Describe
Technique	 Deep Blue	Kneading
	 Green	Variable-speed Kneading
	 Violet	Tapping
	 Orange	Variable-speed Tapping
	 Blue	Kneading + Tapping
	 Yellow	Variable speed kneading + variable speed Tapping
	 Purple	Circular Kneading
	 Rose	Shiatsu
Massage Range		Three adjustable modes (Full Body, Partial, Fixed Point).
		① Full-length reciprocating massage ② Small-range partial reciprocating massage ③ Fixed-point massage
		Adjustment of massage position (in fixed point and partial modes, the massage position can be adjusted).


Air Pressure Massage:

Function	Button	Describe
Air Pressure		Air pressure keys: 5Five adjustable modes, including off, and a cycle switch between four air pressure intensities.

Heating Massage:

Function	Button	Describe
Heating		Heating Key: Press this key to turn the heating function on or off. Warmth is felt after 3 minutes of activation.

Pause/Start Massage Key

Function	Button	Describe
Pause/Start		Press during a massage to pause all massage actions. Press again to resume all massage actions.


Note: When the speed key is pressed for 5 seconds, a "beep" sound is heard. Within 3 seconds, press the airbag key to turn the ambient light on/off.

III. Bluetooth Audio Playback Operation Instructions


1. Enter the main menu of the smart device, open "Settings," select the "Bluetooth" option, turn on "Bluetooth," and automatically "Search for new Bluetooth devices."
2. The device will search for the corresponding Bluetooth model (MR380-XXXXXXX). Click the pairing button. If asked to pair with the device, select "Pair" to complete the pairing.
3. Open the music player of the smart device and select a song to play.

IV. Ending the Massage


1. During the massage, press the armrest quick switch key to immediately turn off all massage functions, reset the backrest mechanism, or let the massage timer reach its limit, automatically turning off all massage functions and resetting the backrest mechanism.
2. Cut off the power supply to the entire machine (refer to the illustration for cutting off the entire machine power). Close the power switch (refer to the illustration). Unplug the power plug (refer to the illustration). Unplug the product connection power cord.



Turn off the power switch



Unplug the power plug
illustration



Unplug the product from
the power cord

Cleaning and Maintenance

Clean PU leather and plastic parts

Wipe the skin with a soft dry cloth

■Do not use chemicals such as thinner, gasoline, etc. to clean the unit.

■When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.

■If the PU leather is particularly dirty, wipe it in the following way:

① Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then thoroughly wring it out thoroughly.

② Use the above soft cloth to wipe the leather surface.

③ Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung soft cloth.

④ Wipe with a wrung soft cloth.

⑤ Let it air dry naturally.


■When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.

■Do not use a hair dryer to dry the surface.

■As the color of the fabric will stain the surface of the PU leather, be careful when wiping the chair with denim and colored fabrics.

■Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.

■PU leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.



Troubleshooting

Issue	The backrest reaches a certain position, pressing the corresponding adjustment button no longer changes it, and it emits a continuous "beep, beep" sound.
Solution	Due to the product's structural design and ergonomic requirements, there are restrictive protection measures for posture adjustment. A reminder sound will be emitted when reaching the limit.

Issue	After the machine is turned on, the functions are not running or some functions are not operating.
Solution	After pressing the machine's power button, it is necessary to manually select the automatic massage program or other operating states. If the manual operating mode is selected, functions that are not chosen may be in a closed state. Manually set the operating mode under manual mode.

Issue	The machine enters a pause state during massage.
Solution	The backrest of the machine has anti-pinch functionality, and it enters pause mode when foreign objects are detected. Remove the object from under the backrest and press the pause button to resume the massage.

Issue	The machine emits a squeaking friction sound during posture adjustment.
Solution	The entire product uses environmentally friendly and advanced anti-corrosive materials. Due to the inherent characteristics of these materials, slight friction noise may occur at relative motion points, which is considered normal. Note: If tearing sounds from fabric or material are heard during operation, immediately stop using it and seek professional assistance for inspection.

Issue	The massage rollers do not reach the position of the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the headrest or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the chair, rest your head on the headrest, and then restart the operation from the beginning.

Issue	The machine is damaged. The power cord or power plug is abnormally heating.
Solution	To prevent accidents, please contact the authorized service center immediately.


For any uncertainties or questions regarding this product, feel free to contact the designated service personnel.

Product Specifications

Product name	CirC3
Model name	MR380
Power supply(50/60Hz)	AC110-240V
Rated time	20 min
Power consumption(50/60Hz)	100W
Safety structure	Class I
Maximum user weight	220lb
Country of origin	Made in China

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maybe cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different form that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 **Bluetooth**® The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by FUJIRYOKI is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



MEMO

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- Lisez ces «consignes de sécurité importantes» avant toute utilisation et utilisez correctement ce produit.
- Ces consignes de sécurité importantes sont données pour garantir l'utilisation correcte du produit et pour éviter des blessures et des dommages à l'utilisateur et à d'autres personnes.
- Vous trouverez ci-dessous des informations sur l'affichage et le contenu.
- Veuillez vous conformer aux règles car celles-ci sont importantes pour votre sécurité.



 DANGER	Une mauvaise utilisation peut entraîner de graves blessures ou la mort.
 AVERTISSEMENT	Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.*

*Les dommages matériels concernent les maisons, biens personnels, animaux domestiques et animaux de compagnie.

	<p>⊘ Actions interdites L'action interdite est indiquée dans l'illustration (exemple, l'illustration de gauche indique "Démontage interdit")</p>
	<p>● Directives, actions obligatoires L'action interdite est indiquée dans l'illustration (exemple, l'illustration de gauche illustre "Débrancher la prise")</p>

- Conservez toujours ce manuel d'utilisation à portée de main.
- Attention: Effectuez la mise au rebut de ce produit et/ou de ses accessoires conformément aux lois et réglementations locales. Veuillez vous référer aux autorités locales pour plus de précisions.

 **DANGER**

	<p>Cet équipement est doté d'un chauffage intégré et certaines de ses surfaces peuvent devenir chaudes. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de son utilisation. Soyez vigilant si les utilisateurs sont dans l'une des situations suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • personnes âgées, malades, celles qui ne peuvent pas faire fonctionner l'appareil par elles-mêmes • personnes ayant pris des médicaments provoquant la somnolence (somnifères, médicaments contre le rhume) • personnes affectées par une consommation excessive d'alcool, une fatigue importante • Personnes affectées par un trouble hématogène (diabète, etc.) • personnes ayant reçu un avis du médecin • personnes avec une perception faible de la température. <p>Il existe un risque de brûlures à basse température, de déshydratation.</p>
	<p>Les personnes suivantes doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • personnes utilisant un dispositif électronique médical intégré dans le corps tel qu'un stimulateur cardiaque sensible aux perturbations électromagnétiques. • personnes atteintes de tumeurs malignes. • personnes souffrant de maladies cardiaques. • personnes enceintes ou ayant accouché récemment. • personnes souffrant de paresthésies liées à des troubles circulatoires périphériques dus au diabète, etc. • personnes présentant des plaies cutanées. • personnes nécessitant du repos. • personnes affectées d'une perte sensorielle de la température. • personnes dont la température corporelle dépasse 38°C. (lorsque de forts symptômes d'inflammation aiguë, des malaises, des collines, des fluctuations de la pression artérielle sont observés, en cas de débilité). • personnes avec hernie discale. • personnes souffrant de tendovaginite. • personnes souffrant d'ostéoporose, de fractures de la colonne vertébrale ou de douleurs aiguës. • personnes présentant des anomalies au niveau de la colonne vertébrale, ou dont la colonne vertébrale est déformée. • personnes ressentant une anomalie corporelle non décrite ci-dessus, personnes suivant un traitement médical.






DANGER


	<p>Si le fauteuil ne bouge plus ou si des anomalies se produisent, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le point de vente pour une inspection/réparation. Risques de choc électrique, de courts-circuit et d'incendie.</p>
	<p>Attention aux mouvements des boules de pétrissage lors du massage du cou. Évitez les massages excessifs ou les massages de la partie antérieure du cou. Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p>Lorsque vous inclinez ou abaissez le repose-pieds, vérifiez toujours l'absence de personnes, d'animaux et d'autres objets sous le repose-pieds et à proximité. Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p>Lorsque vous inclinez ou abaissez le repose-pieds, veillez à ne pas vous coincer les mains, les doigts, les pieds ou la tête sous le repose-pieds ou le dossier. <ul style="list-style-type: none"> • Sous le fauteuil lui-même • Le dossier, le siège, le dégagement de l'accoudoir • Le dégagement du repose-pieds, du siège, de l'accoudoir • Sous le repose-pieds, le dos du repose-pieds • Le dégagement entre le bras et l'accoudoir • Derrière le dossier Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p>Avant toute utilisation, vérifiez sous le coussin du dossier que le tissu de la housse du dossier n'est ni déchiré ni abîmé. (En cas de déchirure ou de détérioration, aussi petite soit-elle, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et faites réparer). Une utilisation continue si le tissu du dossier du siège est déchiré ou détérioré peut entraîner des chocs électriques ou des blessures.</p>
	<p>Débranchez toujours cet appareil de sa source d'alimentation électrique tout de suite après son utilisation et avant de le nettoyer.</p>
	<p>N'utilisez pas longtemps le dispositif de chauffage sur un même endroit du corps Si la chaleur est utilisée sur le même endroit pendant une longue période, des brûlures à basse température peuvent se produire, même si la température est relativement basse (40-60°C).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Les brûlures à basse température</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les brûlures à basse température affectent la partie profonde de la peau et provoquent des taches rouges ou des cloques. • Consultez immédiatement un médecin en cas de taches rouges ou de cloques. </div>
	<p>Il est fortement déconseillé aux personnes suivantes d'utiliser ce produit. Un médecin peut leur avoir interdit tout massage. (exemple: personnes souffrant de thrombose, d'anévrisme grave, de varices aiguës, de divers types de dermatites et d'infections cutanées (y compris les inflammations du tissu sous-cutané), etc.)</p>
	<p>Ne retirez pas, ne déchirez pas ou ne coupez pas délibérément le revêtement du fauteuil (dossier, repose-pieds). N'utilisez jamais le fauteuil si la housse est enlevée ou déchirée, car les vêtements et les cheveux pourraient se prendre dans les boules de pétrissage.</p>
	<p>N'utilisez pas l'appareil sur une tension autre que celle indiquée. Risque d'incendie ou de choc électrique.</p>
	<p>N'utilisez pas le fauteuil lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, ou lorsque la prise est mal fixée. Contactez votre point de vente pour des réparations si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés sous quelque forme que ce soit. Risque de choc électrique, de court-circuit ou même d'incendie en cas d'utilisation ininterrompue de l'appareil.</p>
	<p>Branchez complètement la fiche d'alimentation électrique et tenez-la à l'écart de la poussière. Risques de provoquer des dommages, un incendie et un choc électrique.</p>
	<p>Assurez-vous de surveiller les enfants ou les personnes non autonomes utilisant ce fauteuil. Ne laissez pas les enfants en bas âge s'approcher du fauteuil. Risque de choc électrique ou de blessures.</p>
	<p>Ne laissez pas les enfants jouer ou monter sur le fauteuil. Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p>Ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation les mains mouillées. Risque de choc électrique.</p>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




DANGER

	N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
	Examinez soigneusement le revêtement avant chaque utilisation. Mettez l'appareil au rebut si le revêtement présente des signes de détérioration, tels que des fissures, des cloques ou des craquelures.
	Ne pas utiliser ou entreposer dans une salle de bain ou dans un lieu à forte humidité. Risque d'électrocution, d'incendie, d'accident et de formation de moisissures.
	Ne modifiez, ne démontez et ne réparez jamais l'appareil vous-même. Risque d'incendie ou de blessure dus à un fonctionnement anormal.

AVERTISSEMENT

	<p> limiter le temps d'utilisation de ce produit à 30 minutes par séance. Une utilisation continue sur une même partie du corps ne doit pas dépasser 5 minutes. Une utilisation prolongée peut endommager les muscles et les nerfs. (A n'utiliser que pendant 30 minutes par jour.)</p>
	<p> Les personnes suivantes devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • personnes de faible musculature en raison de l'âge et personnes de petite corpulence. • personnes souffrant de douleurs dans le bas du dos causées par des os ou des organes internes. • personnes facilement meurtries, sensibles aux foulures. • personnes souffrant d'un mal des transports intense. • personnes ayant subi une opération d'un organe interne ou du cœur.
	<p> En cas d'éruptions cutanées, de rougeurs de la peau, de démangeaisons ou de symptômes similaires après l'utilisation de ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Risque d'accident et de problèmes de santé.</p>
	<p> Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant d'ajouter ou d'enlever des pièces. Pour le débrancher, mettez toutes les commandes sur la position arrêt, et retirez ensuite la fiche de la prise électrique. Les enfants peuvent provoquer des accidents par inadvertance.</p>
	<p> Utilisez le fauteuil sur une surface plane. Ne l'utilisez pas dehors. Risque d'endommagement ou d'accidents.</p>
	<p> Assurez-vous que les boutons de commande et les minuteries fonctionnent normalement avant toute utilisation. Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p> Relisez le manuel de fonctionnement et confirmez que le produit fonctionne normalement avant d'utiliser le fauteuil suite à une période prolongée de non-utilisation. Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p> Vérifiez qu'aucun objet ne soit coincé dans le fauteuil (dossier, repose-pieds, accoudoir) avant de l'utiliser. Ne jamais faire tomber ou insérer des objets dans les ouvertures. Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p> Ne placez pas vos pieds ou vos mains sur le repose-pieds lorsque celui-ci se rétracte. Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p> En cas de troubles physiques apparents ou ressentis lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.</p>
	<p> Asseyez-vous lentement après avoir vérifié que les boules de pétrissage sont en position de repos. Risque d'accident ou de blessure.</p>
	<p> Effectuez un faible massage de stimulation lorsque vous commencez à utiliser le produit. Risque de blessure.</p>

AVERTISSEMENT

	Vérifiez que la borne de terre est installée. Risque d'endommagement ou de choc électrique si la borne de terre n'est pas installée.
	Mettez l'appareil hors tension et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation en cas de coupure de courant. Risque d'accident lorsque le courant est rétabli.
	Débranchez la fiche d'alimentation en tenant le corps de la fiche et non le cordon. Risque de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.
	Débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le fauteuil. Risque d'incendie lié à la dégradation de l'isolation du fait de la poussière ou de l'humidité.
	Débranchez toujours le cordon d'alimentation lors de l'entretien du fauteuil. Risque de choc électrique ou de blessure.
	Ne faites jamais fonctionner l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Gardez les ouvertures d'aération libres de peluches, cheveux, et similaires.
	N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
	Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur la position arrêt, et retirez ensuite la fiche de la prise électrique.
	L'appareil est destiné à un usage à domicile.
	Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire indépendamment du réglage de la commande. Ne pas utiliser pour un enfant en bas âge, un invalide ou une personne endormie ou inconsciente. Ne pas utiliser sur une peau insensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine. Vérifiez fréquemment la peau en contact avec les zones chauffées de l'appareil pour réduire le risque de formation d'ampoules.
	Ne pas écraser - Éviter tout pliage excessif.
	N'endommagez pas le cordon ou la fiche d'alimentation. <ul style="list-style-type: none"> •Ne pas détériorer •Ne pas endommager •Ne pas maltraiter •Ne pas plier ou tirer excessivement. •Ne pas tordre •Ne pas attacher •Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. •Ne pas coincer le cordon d'alimentation, notamment lors du déplacement du fauteuil. Ne faites jamais fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche électrique est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil à un centre technique pour qu'il soit examiné et réparé. Risque de choc électrique, de court-circuit ou même d'incendie en cas d'utilisation ininterrompue de l'appareil.
	Ne pas utiliser immédiatement après avoir mangé ou consommé de l'alcool. Risque de nausées, de malaise, d'accident ou de blessure.
	Ne pas placer près d'une cuisinière ou d'autres sources de feu, ne pas fumer pendant l'utilisation du fauteuil. Ne pas utiliser sur des tapis chauffés ou tout autre équipement de chauffage. Ne pas faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Eloigner le cordon des surfaces chauffées. Risque d'incendie.
	Ne vous tenez pas debout sur le siège et ne montez pas sur le dossier, le repose-pieds, les bras ou les épaules du fauteuil. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.
	Ne vous tenez pas debout ou ne vous asseyez pas sur la partie supérieure du dossier, sur l'avant du siège ou sur le repose-pieds quand le fauteuil est incliné. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.
N'essayez pas de vous asseoir ou de vous lever du fauteuil lorsque celui-ci est incliné ou que le repose-pieds est surélevé. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT



N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux qui accompagnent le fauteuil. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit.

Ne portez pas de boucles d'oreilles, de colliers, de foulards ou d'autres ornements lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque de blessure.

Ne portez pas d'objets durs sur la tête, tels que des parures de cheveux, lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque de blessure.

Retirez tout objet dur de vos poches avant d'effectuer le massage des cuisses ou des hanches. Risque d'accident ou de blessure.

Ne pas utiliser lorsque vous êtes nu(e). Les massages directs sur le corps nu peuvent endommager la peau.

Ne pas utiliser sur les zones du coude, du genou, de la tête, de l'abdomen. Ne pas se coincer les mains ou les pieds dans les boules de pétrissage. Risque de blessure.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas l'interrupteur lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque d'accident ou de blessure.

Ne dormez pas en utilisant le fauteuil. Risque de problèmes de santé ou de blessure.

Ne déplacez pas le fauteuil lorsque des personnes ou des objets sont dessus. Risque d'accident ou de blessure.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas plus d'une personne sur le fauteuil à la fois. Cela pourrait endommager le fauteuil ou provoquer des blessures.

Ne pas essayer avec de la benzine, du diluant pour peinture ou de l'alcool, ni vaporiser avec des sprays pharmaceutiques. Risque d'incendie ou de choc électrique.

Ne doit pas être utilisé à des fins autres que le massage. Cela pourrait causer des dommages ou des accidents.

N'utilisez pas d'autres équipements thérapeutiques pendant l'utilisation de ce produit. Risque de problèmes de santé ou d'accident.

Ne transportez pas le fauteuil seul ou ne le déplacez pas avec les roulettes sur un sol où il se rayera probablement.

Ne renversez pas le fauteuil et ne le soumettez pas à des chocs violents. Risque d'endommagement ou de blessure.

Ne pas utiliser dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.

Utiliser uniquement cet appareil pour son usage prévu tel décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Ne transportez pas l'appareil en le tenant par le cordon d'alimentation ou en utilisant le cordon comme poignée.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Gardez les ouvertures d'aération libres de peluches, cheveux, et similaires.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.



AVERTISSEMENT



Ne faites jamais fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche électrique est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil à un centre technique pour qu'il soit examiné et réparé.

Éloignez le cordon des surfaces chauffées.

Faites attention lors de l'utilisation des surfaces chauffées. Celles-ci peuvent causer de graves brûlures. Ne les utilisez pas sur des zones de peau insensibles ou en cas de mauvaise circulation. L'utilisation de la chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes invalides peut être dangereuse.

Tenez les enfants éloignés du repose-pied déployé (ou d'autres pièces similaires).

Branchez cet appareil uniquement à une prise correctement mise à la terre. Consultez les instructions de mise à la terre.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient encadrées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance

N'écoutez pas à un volume élevé.
Une écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Instructions de mise à la terre

DANGER


Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit - si elle ne s'adapte pas dans la prise murale, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT

La mise à la terre doit être installée correctement. Si la mise à la terre n'est pas installée, cela peut provoquer un choc électrique en cas de problème ou de court-circuit.

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Ce produit est équipé d'un cordon avec un conducteur de mise à la terre et une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Méthodes de mise à la terre



Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120 V et possède une fiche de mise à la terre similaire à la fiche illustrée dans le croquis A du schéma 86;1; Un adaptateur temporaire ressemblant à l'adaptateur illustré dans les croquis Bande C peut être utilisé pour connecter cette fiche à un réceptacle à 2 pôles tel illustré dans le croquis B si une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre (croquis A) puisse être installée par un électricien qualifié. La patte rigide de couleur verte, la cosse ou tout autre élément similaire dépassant de l'adaptateur doit être connecté à une terre permanente, telle qu'un couvercle de boîte de sortie correctement mis à la terre. Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis métallique.

Instructions de mise à la terre

Avant l'achat, discutez avec un électricien, votre revendeur et effectuez la mise à la terre (travaux/coût de l'installation de classe D<Classe D>).

Installer la chaise de massage


Emplacement d'installation

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour permettre l'inclinaison de la chaise de massage, et l'extrémité arrière de la chaise de massage doit être éloignée d'au moins 30 cm du mur.

Ne pas exposer la chaise de massage à la lumière directe du soleil ni à des environnements à haute température (comme devant un équipement de chauffage). Placez la chaise de massage à l'écart des températures élevées et de la lumière directe du soleil. Pour une utilisation à long terme dans des endroits désignés, il est recommandé de placer des coussins moelleux. Lors de la pose du tapis à plat, sa taille doit être suffisante pour couvrir la zone où la machine entre en contact avec le sol et la zone où les pieds entrent en contact avec le sol.



ATTENTION



Instruction de levage du produit

Soutenez les côtés inférieurs du support, puis soulevez et déplacez. Comme la machine est lourde, veuillez faire attention lorsque vous la transportez pour éviter de solliciter excessivement votre dos. (Cette machine doit être transportée par deux personnes ou plus)


1. Veuillez soulever la chaise de massage pour la déplacer sur des surfaces fragiles telles que des planchers en bois.

2. Lors du déplacement sur un plancher en bois, il est recommandé de soulever. Évitez d'endommager les roulettes. Lorsque vous soulevez et déplacez la chaise vers une position désignée et que vous la baissez, veuillez à garder vos mains à l'écart pour éviter les dommages et soyez attentif à ne pas écraser vos pieds. Ne lâchez pas la chaise tant qu'elle n'est pas complètement à plat.

Le sol pourrait être endommagé. Par conséquent, il est recommandé de placer des tapis et d'autres articles sur le sol.



ATTENTION



Installer la chaise de massage

Méthode de déplacement mobile


Utilisez les roulettes arrière pour déplacer la chaise de massage. Selon la méthode indiquée sur l'image, inclinez la chaise vers le bas et vers l'arrière d'environ 45° pour la déplacer.

Remarque : Ne pas appuyer trop fort pour éviter d'endommager le produit en basculant complètement la chaise.

1. Avant de déplacer, vous devez éteindre correctement la machine, réinitialiser complètement le mécanisme du dossier et des jambes, puis débrancher l'alimentation du produit.
2. Le produit doit être vide lors du déplacement. Ne laissez pas des personnes, des animaux domestiques ou des débris sur le produit.
3. Utilisez les roulettes pour vous déplacer et ne traversez pas d'obstacles avec une hauteur de chute supérieure à 2 mm ou des écarts supérieurs à 5 mm.
4. Lorsque vous utilisez les roulettes pour déplacer ce produit, un mouvement continu unique n'est pas pris en charge. Si la distance dépasse 50 mètres, veuillez déplacer le produit lentement et uniformément.



ATTENTION




Avant utilisation

Vérifiez autour

Assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux domestiques ou d'autres objets autour de l'appareil.



ATTENTION



Avant utilisation


Sécurité anti-pincement 1 : panneaux d'avertissement

Veillez vous assurer qu'il n'y a aucun objet étranger dans les espaces du dispositif avant utilisation.

Avant de commencer le massage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions dans la région du mollet, du pied et d'autres zones. En aucun cas, les mains, les pieds ou la tête ne doivent être insérés dans la zone entre le mécanisme du mollet et le corps, ainsi que dans la zone entre l'accoudoir et la capsule spatiale.


Évitez que les mains, les pieds ou la tête ne se coincent derrière le tissu ou le revêtement en cuir de la zone de massage.

Des panneaux d'avertissement indiquant le risque de pincement sont fixés aux parties mobiles du mollet et à la couverture arrière de la chaise.



ATTENTION

En raison de la possibilité de retournement du mollet, soyez prudent pour éviter de pincer vos mains lorsqu'il est retourné.




Sécurité anti-pincement 2 : Fonction automatique de prévention des pincements

Explication de la détection des pincements

La partie inférieure du dossier de cet appareil est équipée d'une fonction anti-pincement. Pendant le mouvement d'inclinaison/redressement, si un objet touche la zone de détection anti-pincement, la fonction anti-pincement est activée et l'appareil passe en mode pause. Retirez l'objet de sous le dossier, puis appuyez sur le bouton de pause pour reprendre le mouvement d'inclinaison/redressement.



ATTENTION





Bande de capteur anti-pincement
intégrée


Position de détection anti-pincement
Entre la couverture arrière et la couverture inférieure

Avant utilisation

Description du mollet



Mode de massage : Basculez pour profiter d'un massage par pression d'air du mollet.




Mode loisir : retournez-le et utilisez-le comme repose-pieds pour vous détendre, rangement facile, simple et pratique.


Allumez l'alimentation




ATTENTION



1 Accès au cordon d'alimentation du produit



2 Instructions de mise sous tension



3 Allumez l'interrupteur d'alimentation (position "I").





AVERTISSEMENT

- Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation sont endommagés avant utilisation.
- Veuillez fournir de l'énergie à ce produit conformément aux exigences calibrées en matière de puissance de travail de ce produit.
- Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation autre que l'alimentation nominale de ce produit.
- Il est strictement interdit de connecter divers dispositifs de conversion d'alimentation pour alimenter ce produit sans autorisation.

Structure du produit


Descriptions des composants :



Coussin
Peut être placé sur le dos ou sur le siège.


Structure du produit

Répartition des fonctions



Structure du produit

I. Explication des touches rapides de l'accoudoir droit :



Structure du produit



Bouton	Nom du bouton	Description
	Bouton d'alimentation	Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'appareil. Maintenez enfoncé pour entrer en mode d'inclinaison.
	Bouton de technique	Programme de massage manuel, consultez la page XX du manuel d'instruction pour plus de détails.
	Réglage de la vitesse	Ajuste la vitesse de massage pendant les programmes de massage manuel.
	Bouton de massage par zone, partiel, massage du corps entier	Pendant les programmes de massage manuel, appuyez pour changer les zones de massage. Appuyez brièvement pour passer entre le massage du corps entier et partiel. Maintenez enfoncé pour ajuster la position du noyau de massage.
	Bouton de commutation de la musique intégrée et du haut-parleur Bluetooth	Musique apaisante intégrée. Peut également se connecter à un téléphone via Bluetooth pour la lecture de musique.
	Bouton de massage automatique	Appuyez brièvement pour basculer entre les programmes automatiques (voir la page XX pour plus de détails).
	Bouton de pression d'air	Active ou désactive la pression d'air et bascule entre 4 niveaux d'intensité.
	Bouton de chauffage	Appuyez pour activer ou désactiver la fonction de chauffage.
	Bouton de pause	Appuyez pendant un massage pour mettre en pause de manière urgente toutes les actions de massage. Appuyez à nouveau pour reprendre toutes les actions de massage.
	Bouton de rouleau (roue)	Fonction 1 : Faites tourner la roue vers l'avant ou vers l'arrière pour contrôler la montée ou la descente du dossier. Fonction 2 : Pendant le "massage par zone, partiel, massage du corps entier," faites tourner la roue vers l'avant ou vers l'arrière pour contrôler la position haut-bas du noyau de massage.

Instructions d'utilisation

II. Démarrer le massage

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la chaise de massage, et le dossier s'ajustera automatiquement à son angle.

1.2 Sélectionnez le programme automatique :

① Appuyez sur la touche "  " pour choisir le programme automatique (vous pouvez sélectionner d'autres programmes automatiques en appuyant à nouveau sur la touche "  " dans les 3 secondes).


② Après la sélection, la chaise effectuera automatiquement une détection de la position des épaules sur le corps humain. Veuillez maintenir une position assise conforme à la chaise de massage.

③ Ajustez la position des épaules. Si la position détectée s'écarte de la position réelle des épaules, utilisez le rouleau pour ajuster la position du noyau de massage jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la position appropriée des épaules. Si aucun ajustement de la position des épaules n'est effectué dans les 10 secondes, la fonction de massage commencera.









2.2 Sélectionnez le programme manuel :

Entrez directement dans le programme manuel (sans action de détection de la position des épaules).

Ajustement de l'angle d'inclinaison :












Fonction	Bouton	Description
Montée		Faites tourner la roue vers l'avant, et le dossier se lèvera lentement. Relâchez le bouton pour arrêter immédiatement la montée. Lorsqu'il approche de la limite, un bref bip sonore retentira comme avertissement. Si vous continuez à tourner la roue après avoir atteint la limite, un bref bip sonore indiquera que vous avez atteint la position extrême.
Allonger		Faites tourner la roue vers l'arrière, et le dossier descendra lentement. Relâchez le bouton pour arrêter immédiatement la descente. Lorsqu'il approche de la limite, un bref bip sonore retentira comme avertissement. Si vous continuez à tourner la roue après avoir atteint la limite, un bref bip sonore indiquera que vous avez atteint la position extrême.

Massage automatique :


Fonction	Bouton	Nom du programme	Description
Massage automatique	 Bleu Profond	Récupération complète de la fatigue corporelle	Massage lent et profond pour éliminer la fatigue et favoriser une relaxation complète.
	 Vert	Rythme corporel complet	Mouvements de tapotement rythmiques pour détendre tout le corps et libérer le stress.
	 Violet	Apaisement complet du corps	Mouvements principalement pétrissants pour un massage apaisant global.
	 Orange	Étirement complet du corps	Étire les muscles de tout le corps, favorisant la flexibilité.
	 Bleu	Massage des épaules et du cou	Massage ciblé sur les zones des épaules et du cou.
	 Jaune	Massage de la taille	Se concentre sur le massage de la région lombaire.
	 Pourpre	Massage pelvien	Se concentre sur le massage de la région pelvienne.
	 Rose	Détente curative	Un programme de détente axé sur le massage par airbag et les étirements.

Instructions d'utilisation


Massage manuel :

Fonction	Bouton	Description
Technique	 Bleu Profond	Pétrissage
	 Vert	Pétrissage à vitesse variable
	 Violet	Tapotement
	 Orange	Tapotement à vitesse variable
	 Bleu	Pétrissage + Tapotement
	 Jaune	Pétrissage à vitesse variable + Tapotement à vitesse variable
	 Pourpre	Pétrissage circulaire
	 Pétrissage circulaire	Shiatsu
Plage de massage		Trois modes ajustables (Corps entier, Partiel, Point fixe).
		① Massage réciproque sur toute la longueur ② Massage réciproque partiel de petite plage ③ Massage en point fixe
		Ajustement de la position du massage (dans les modes point fixe et partiel, la position du massage peut être ajustée).


Massage par pression d'air :

Fonction	Bouton	Description
Pression d'air		Touches de pression d'air : Cinq modes ajustables, y compris l'arrêt, et un commutateur cyclique entre quatre intensités de pression d'air.

Massage par chauffage :

Fonction	Bouton	Description
Chauffage		Touche de chauffage : Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction de chauffage. La chaleur est ressentie après 3 minutes d'activation.

Touche de pause/démarrage du massage

Fonction	Bouton	Description
Pause/ Démarrage		Appuyez pendant un massage pour mettre en pause toutes les actions de massage. Appuyez de nouveau pour reprendre toutes les actions de massage.

Remarque : Lorsque la touche de vitesse est pressée pendant 5 secondes, un "bip" est entendu. Dans les 3 secondes, appuyez sur la touche d'airbag pour allumer/éteindre la lumière ambiante.


Instructions d'utilisation

III. Instructions d'utilisation de la lecture audio Bluetooth

1. Accédez au menu principal du dispositif intelligent, ouvrez les "Paramètres", sélectionnez l'option "Bluetooth", activez le "Bluetooth" et effectuez automatiquement une "Recherche de nouveaux appareils Bluetooth".
 2. Le dispositif recherchera le modèle Bluetooth correspondant (MR380-XXXXXXX). Cliquez sur le bouton de jumelage. Si vous êtes invité à appairer avec le dispositif, sélectionnez "Apparier" pour terminer le jumelage.
 3. Ouvrez le lecteur musical du dispositif intelligent et sélectionnez une chanson à jouer.
- IV. Fin du massage

IV. Fin du massage

1. Pendant le massage, appuyez sur la touche de commutation rapide de l'accoudoir pour éteindre immédiatement toutes les fonctions de massage, réinitialiser le mécanisme du dossier, ou laissez le minuteur de massage atteindre sa limite, éteignant automatiquement toutes les fonctions de massage et réinitialisant le mécanisme du dossier.
2. Coupez l'alimentation de l'ensemble de la machine (reportez-vous à l'illustration pour couper l'alimentation de l'ensemble de la machine). Fermez l'interrupteur d'alimentation (reportez-vous à l'illustration). Débranchez la fiche d'alimentation (reportez-vous à l'illustration). Débranchez le cordon d'alimentation de connexion du produit.



Éteindre l'interrupteur d'alimentation





Illustration de débranchement de la fiche d'alimentation




Débrancher le produit du cordon d'alimentation

Nettoyage et entretien

Nettoyer le cuir PU et les pièces en plastique

Essuyer la peau avec un chiffon doux et sec

- N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'essence, etc. pour nettoyer l'appareil.
- Lors de l'utilisation de produits d'entretien du cuir disponibles dans le commerce (chiffons), veuillez suivre les instructions d'utilisation.
- Si le cuir PU est particulièrement sale, essayez-le de la manière suivante :
 - ① Immergez un chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant 3% à 5% de détergent neutre, puis essorez-le soigneusement.
 - ② Utilisez le chiffon doux ci-dessus pour essuyer la surface en cuir.
 - ③ Essuyez la solution de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau propre et bien essoré.
 - ④ Essuyez avec un chiffon doux bien essoré.
 - ⑤ Laissez sécher à l'air naturellement.
- Lorsqu'il est difficile de retirer les taches, veuillez immerger une mousse mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre, puis essuyer la machine avec celle-ci.
- N'utilisez pas un sèche-cheveux pour sécher la surface.
- Comme la couleur du tissu peut tacher la surface du cuir PU, soyez prudent lorsque vous essuyez la chaise avec du denim et des tissus colorés.
- Ne gardez pas ces parties en contact avec du plastique pendant une longue période, car cela provoquera une décoloration.
- Le cuir PU peut se décolorer, donc lors de l'utilisation de colorant pour cheveux, veuillez couvrir la partie touchée avec une serviette.



Dépannage

Problème	Le dossier atteint une certaine position, en appuyant sur le bouton d'ajustement correspondant, cela ne le change plus, et il émet un son continu "bip, bip".
Solution	En raison de la conception structurelle du produit et des exigences ergonomiques, des mesures de protection restrictives sont prises pour l'ajustement de la posture. Un son de rappel sera émis lorsqu'on atteint la limite.

Problème	Après la mise en marche de la machine, les fonctions ne fonctionnent pas ou certaines fonctions ne fonctionnent pas.
Solution	Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation de la machine, il est nécessaire de sélectionner manuellement le programme de massage automatique ou d'autres états de fonctionnement. Si le mode de fonctionnement manuel est sélectionné, les fonctions non choisies peuvent être fermées. Configurez manuellement le mode de fonctionnement sous le mode manuel.

Problème	La machine entre en état de pause pendant le massage.
Solution	Le dossier de la machine dispose d'une fonction anti-pincement et entre en mode pause lors de la détection d'objets étrangers. Retirez l'objet de sous le dossier et appuyez sur le bouton de pause pour reprendre le massage.

Problème	La machine émet un son de frottement aigu lors de l'ajustement de la posture.
Solution	L'ensemble du produit utilise des matériaux anticorrosifs respectueux de l'environnement et avancés. En raison des caractéristiques inhérentes de ces matériaux, un léger bruit de frottement peut se produire aux points de mouvement relatif, ce qui est considéré comme normal. Remarque : Si des bruits de déchirement du tissu ou du matériau sont entendus pendant le fonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez l'assistance d'un professionnel pour l'inspection. Problème Les rouleaux de massage n'atteignent pas la position des épaules ou du cou.


Problème	Les rouleaux de massage n'atteignent pas la position des épaules ou du cou.
Solution	Si la tête ne touche pas le repose-tête ou le dos n'atteint pas le dossier, la position des épaules peut être plus basse que la position réelle pendant le processus de détection de la forme du corps. Asseyez-vous dans la position la plus profonde de la chaise, reposez votre tête sur le repose-tête, puis redémarrez l'opération depuis le début.

Problème	La machine est endommagée. Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation chauffe anormalement.
Solution	Pour éviter les accidents, veuillez contacter immédiatement le centre de service agréé.

Pour toutes incertitudes ou questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le personnel de service désigné.

Spécifications du produit

Nom du produit	CirC3
Modèle	MR380
Tension nominale	AC 110-240V
Temps nominal	20 min
Puissance nominale	100W
Structure de sécurité	Class I
Poids maximum de l'utilisateur	100kg
Pays d'origine	Fabriqué en Chine

 **Bluetooth**® Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par FUJIRYOKI se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MEMO

MEMO



S Y N C A
